



Référencée
à l'UGAP:



sonicaid[®]

FD1 NG & FD3 NG

NOUVELLE GÉNÉRATION DE DOPPLERS FOETAUX ETANCHES
AVEC SONDES DE 2MHZ et 3MHZ

Distributeur exclusif pour la France :



HUNTLEIGH
A MEMBER OF THE ARJO FAMILY

Sonicaid FD1 NG & FD3 NG

Dopplers d'affichage du rythme cardiaque fœtal fixes et étanches de 2 MHz ou 3 MHz présentant les caractéristiques suivantes :

- Conception compacte et légère pour une portabilité facilitée
- Affichage sur grand écran LCD à contraste élevé du rythme cardiaque fœtal en GROS caractères
- Commande combinée marche/arrêt/volume pour une utilisation facile
- Sondes haute sensibilité pour optimiser les performances dans une grande variété d'applications et de procédures cliniques
- Prend en charge une sonde étanche de 2 MHz ou 3 MHz, conçue pour être utilisée lors d'un accouchement dans l'eau
- Nettoyage facile des sondes permettant un contrôle optimal des infections
- Piles AA pour plus de commodité et de rentabilité à long terme

NOUVEAU
look de la gamme
de dopplers
audio et
d'affichage
du rythme
cardiaque



Spécifications techniques

Caractéristiques du produit		
Référence du produit	FD1 NG	FD3 NG
Écran	Affichage du rythme cardiaque fœtal	Affichage du rythme cardiaque fœtal
Fréquence de la sonde	2MHz	3MHz
Sondes étanches fixées	•	•
Réduction de bruit	Actif	Actif
Haut-parleurs intégrés	•	•
Headphone Output	•	•
Batterie type fournie en standard	2 x piles alcalines AA	2 x piles alcalines AA
Durée de la pile (nombre d'exams de 1 minute)	500	500
Garantie	2 ans (1 an pour les sondes, accessoires et câbles)	
Poids	304 g (10,07 oz)	
Dimensions	Hauteur 140 mm (5,5"), largeur 75 mm (3,0"), profondeur 33 mm (1,18")	

As a proud member of the Arjo family, we have been committed to supporting healthcare professionals in improving outcomes and enhancing patient wellbeing since 1979. We do this through our proven solutions for Vascular Assessment & Treatment and Fetal & Patient Monitoring. With innovation and customer satisfaction as our guiding principles, we strive for clinical excellence and improved performance, for life.

Manufactured and distributed by Huntleigh Healthcare Ltd.
35 Portmanmoor Road, Cardiff, CF24 5HN, United Kingdom
T: +44 (0)29 20485885 sales@huntleigh-diagnostics.co.uk
www.huntleigh-diagnostics.com

Registered No: 942245 England & Wales. Registered Office:
ArjoHuntleigh House, Houghton Hall Business Park, Houghton Regis, Bedfordshire, LU5 5XF
©Huntleigh Healthcare Limited 2019

A Member of the Arjo Family

As our policy is one of continuous improvement, we reserve the right to modify designs without prior notice.

AW: 1001043-3



HUNTLEIGH

793347/FR-1

TECHMED

✉ : info@techmed.fr

🌐 : www.techmed.fr

TECH MED

8 rue de l'Hôpital St Louis
75010 Paris

Tél. : 01 48 03 88 88

Fax : 01 48 03 27 27